

**PRODUKTE ZUR BEHANDLUNGSUNTERSTÜTZUNG**

Inhalt	Art.-Nr. 1111	Art.-Nr. 1113	Art.-Nr. 2221	Art.-Nr. 2223	Gebrauchsinformation
<b>Anzahl Behandlungen</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
Latexhandschuhe (Größe S, M und L)	3 x 1 Paar	3 x 3 Paare	3 x 1 Paar	3 x 3 Paare	Hygiene und Sicherheit vor Blutegelbiss. Für den Kontakt mit med. Blutegeln sind immer ungepuderte Handschuhe zu verwenden.
Egelhandschuh	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	Siehe Artikel-Nr. 1600, S. 7
Behandlungsunterlage	1 Stück	3 Stück	1 Stück	3 Stück	Saugfähige Behandlungsunterlage
Monovette 10 ml	1 Stück	3 Stück	1 Stück	3 Stück	Nach Abnehmen der Kappe kann die Monovette zur genauen Platzierung der Blutegel verwendet werden.
Wunddesinfektionslösung	15 ml	50 ml	/	/	Zur Wunddesinfektion nach der Therapie
Mullkompresse, steril (5x5 cm)	5 x 2 Stück	15 x 2 Stück	5 x 2 Stück	15 x 2 Stück	Sterile Wundaufgabe für die Bissstelle
Saugkomresse (25x13,5 cm)	4 Stück	12 Stück	4 Stück	12 Stück	Nicht steriles Saugmaterial für die Nachblutung, zur Auflage auf die Mullkomresse
CoFlex®-Binden (5 cm x 4,5 m)	/	/	1 Rolle	1 Rolle	Fixierung des Verbandmaterials
Mullbinden, steril (6 cm breit)	1 Stück	3 Stück	/	/	Fixierung des Verbandmaterials
Leukosilk (5 cm x 5 m)	1 Rolle	1 Rolle	/	/	Fixierung des Verbandmaterials
Sicherheitsbehälter für ge- brauchte Blutegel	1 Stück	3 Stück	1 Stück	3 Stück	Sicheres Behältnis für Aufbewahrung, Transport oder Entsorgung gebrauchter Blutegel
Lanzette (steril)	1 Stück	3 Stück	1 Stück	3 Stück	Zum Anstechen schlecht durchbluteter Behandlungsregionen
Spatel (steril)	1 Stück	3 Stück	1 Stück	3 Stück	Zum Begrenzen oder Ablösen der Blutegel (Warnhinweis! Das Ablösen eines Blutegels von der Bissstelle sollte nur in Ausnahmefällen erfolgen. Es kann mit einem höheren Infektionsrisiko verbunden sein.)